




Electrodo de hilo de platino por separado

6.0301.100

Punta de electrodo de hilo de platino. Este electrodo se utiliza como electrodo auxiliar para la potenciometría diferencial.

Partes/accesorios 6.0301.100

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2106.020	Cordón de cable / 1 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B	
6.2106.060	Cordón de cable / 2 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B	