



Electrodo de varilla de platino por separado

6.0331.000

Este electrodo de metal se debe utilizar junto con un electrodo de referencia ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito de referencia) y es apto:

- para titulaciones redox
- como electrodo auxiliar para potenciometría diferencial

El robusto eje de polipropileno y el pasador metálico se pueden sustituir individualmente.

Partes/accesorios 6.0331.000

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2106.020

Cordón de cable / 1 m / 2 x B

Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1241.030	Mango de electrodo Mango para electrodos de varilla de metal separados	
6.1248.000	Punta de electrodo de platino Punta de electrodo de platino para electrodo de punta de metal dividida	
6.0729.100	Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm) Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión y apantallamiento separado. Longitud de montaje: 10 cm. Este electrodo de referencia es ideal para: • muestras no acuosas • potenciometría diferencial El esmerilado normal 14/15 permite un montaje sencillo y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la suciedad, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. El sensor se suministra sin llenado de electrolito.	

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag/AgCl)

