



Electrodo de anillo iAg combinado

6.0450.300

Electrodo de anillo de plata combinado inteligente con chip de memoria integrado para datos del sensor.

Este electrodo es apto para titulaciones por precipitación con un valor de pH variable (reactivo de titulación: nitrato de plata), por ejemplo, a partir de:

- Cloruro, bromuro, yoduro
- Sulfuros
- Ácido sulfhídrico
- Mercaptano
- Cianuro

Como electrolito de referencia y para la conservación se utiliza $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$.

Los iTrodes se pueden utilizar en Titrando y Ti-Touch, o en los medidores 913/914.

Partes/accesorios 6.0450.300

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



1 PCS

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2310.010	Electrolito KNO3 -1 mol/L 250 mL	
	Solución de electrolito KNO ₃ 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)	
2.854.0010	854 iConnect	
	854 iConnect: cable de electrodo y amplificador de medida para electrodos inteligentes «iTrodes» (longitud del cable: 150 cm).	