



Electrodo de anillo iPt combinado

6.0451.300

Electrodo de anillo de platino combinado inteligente con chip de memoria integrado para datos del sensor.

Este electrodo es apto para titulaciones redox con un valor de pH variable, por ejemplo:

- Contenido de oxígeno según Winkler
- Determinación de peróxido de hidrógeno con KMnO_4
- Titulaciones de diazotación

Como electrolito de referencia y para la conservación se utiliza $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$.

Los iTrodes se pueden utilizar en Titrando y Ti-Touch, o en los medidores 913/914.

Partes/accesorios 6.0451.300

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



1 PCS

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.854.0010	854 iConnect 854 iConnect: cable de electrodo y amplificador de medida para electrodos inteligentes «iTrodes» (longitud del cable: 150 cm).	
6.2308.020	Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL) Solución de electrolito c(KCl) = 3 mol/L (para sistemas de referencia Ag /AgCl)	