



Electrodo de membrana de gas selectivo de NH₃ (altas concentraciones)

Electrodo de membrana de gas selectivo de amoníaco combinado para concentraciones mayores que 10^{-4} mol/L, por ejemplo:

- En aguas residuales
- En muestras que contengan aceite
- En medidas a largo plazo

Una membrana sucia puede ser reemplazada individualmente a bajo coste.

Partes/accesorios

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2316.030	Solución interior para electrodo 6.0506.100 Electrolito para electrodo selectivo a NH ₃ (50 mL)



6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.
------------	---

