

Electrodo de tensioactivos NIO

6.0507.010

Este electrodo de tensioactivos debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia y es adecuado para, por ejemplo:

- Titulación de tensioactivos no iónicos en matrices acuosas
- Titulación de tensioactivos a base de aductos de polioxietileno
- Titulación de principios activos farmacéuticos con tetrafenilborato de sodio

Partes/accesorios 6.0507.010

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.2008.040	Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



100 Stk	6.1236.020	Manguito EN 14/12 mm
		Manguito EN 14/12 con junta tórica.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.0750.100	Electrodo de referencia EIS LL Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión. Este electrodo de referencia es ideal para: • aplicaciones automatizadas • medidas de iones • titulaciones de tensioactivos El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.	
6.0726.100	Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm) Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión, longitud de instalación de 10 cm. El esmerilado normal 14/15 permite una instalación sencilla y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. Este sensor se suministra sin llenado de electrolito.	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	