



Surfactrode Refill

6.0507.140

Este electrodo de tensioactivos debe utilizarse en combinación con un electrodo de referencia y es adecuado para, por ejemplo:

- Titulaciones de tensioactivos iónicos en matrices no acuosas (no en cloroformo)
- Titulaciones de dos fases ($\text{pH} > 10$)

Gracias a la superficie renovable del electrodo, este electrodo tiene una vida útil prácticamente ilimitada y se utiliza principalmente para muestras como detergente o jabón.

Partes/accesorios 6.0507.140

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



100 Stk

6.1236.020

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 con junta tórica.



100 Stk

6.2826.010

Herramienta de cierre

Para el electrodo para tensioactivos 6.0507.140



100 Stk

6.2319.000

Pasta para Surfactrode Refill

Pasta de relleno para 6.0507.140 Surfactrode Refill



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.0750.100	Electrodo de referencia EIS LL Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión. Este electrodo de referencia es ideal para: • aplicaciones automatizadas • medidas de iones • titulaciones de tensioactivos El diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, proporciona un flujo de electrolito constante y reproducible. Además, electrolito de referencia está gelificado para una mejor estabilidad de la señal. El sensor se suministra con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio, pero puede seleccionarse e intercambiarse libremente en función de su uso.	
6.0726.100	Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm) Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión, longitud de instalación de 10 cm. El esmerilado normal 14/15 permite una instalación sencilla y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la contaminación, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. Este sensor se suministra sin llenado de electrolito.	
6.2104.020	Cable de electrodo / 1 m / F Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.	