




## Juego de accesorios CI: ultrafiltración inline 2 (modo inserción)

6.05330.110

Set de accesorios para la ultrafiltración inline 2 (modo inserción). Para el uso con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Kit recomendado para combinación con dilución inline (MIDT).

### Partes/accesorios 6.05330.110

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                                           |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2744.070 | Tornillo de presión corto                                                             |
|       |            | Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK |



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.1831.160

Capilar PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



2 PCS                      6.1803.040                      Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m

Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



---

1 PCS                      6.02057.030                      Soporte para celda de ultrafiltración 2

Soporte para el montaje de la celda de ultrafiltración 2 6.02729.110 en el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



---

1 PCS                      6.02729.110                      Celda de ultrafiltración 2

Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.



---

2 PCS                      6.1803.050                      Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 20 cm

Tubo capilar para diálisis inline y filtración, para Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 PCS

6.1826.390

Tubo flexible de bomba LFL (amarillo/amarillo) con 3 fijaciones

Para la solución de la muestra en la filtración en línea.



1 PCS

6.2714.020

Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



1 PCS

6.1826.320

Tubo de bomba LFL (naranja/amarillo), 3 topes

Para soluciones supresoras y para la solución aceptora para diálisis inline y ultrafiltración inline.



1 PCS

6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5330.120 | Juego de accesorios CI: dilución inline                                                                                                |
|            | Set de accesorios para dilución inline. Para el uso con el 858 Professional Sample Processor, el 800 Dosino y el 741 Magnetic Stirrer. |

