



Juego de accesorios CI: ultrafiltración inline 2 - MiPT

6.05330.210

Set de accesorios para combinar la ultrafiltración inline 2 y MiPT. Para la utilización con el 858 Professional Sample Processor.

Partes/accesorios 6.05330.210

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1805.120	Tubo de FEP / M6 / 100 cm Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1819.110

Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit



1 PCS

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK




1 PCS

6.1803.020


Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m

Para todos los aparatos CI





Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con un tubo FEP / M6.



Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



1 PCS

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.1803.040

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m

Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



1 PCS

6.1825.290

Loop de muestra PEEK 250 µL

Loop de muestra para «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT) y para PILS (particle into liquied sampler). Con 2 tornillos de presión PEEK.



1 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



1 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL sin accesorios

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.02057.030

Soporte para celda de ultrafiltración 2

Soporte para el montaje de la celda de ultrafiltración 2 6.02729.110 en el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



1 PCS

6.02729.110

Celda de ultrafiltración 2

Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.



1 PCS

6.1803.050

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 20 cm

Tubo capilar para diálisis inline y filtración, para Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 PCS

6.1826.390

Tubo flexible de bomba LFL (amarillo/amarillo) con 3 fijaciones

Para la solución de la muestra en la filtración en línea.



1 PCS

6.2714.020

Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds.

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



1 PCS

6.1841.000

Capilar de transferencia PEEK 2 mL, 5 m



1 PCS

6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración



1 PCS

6.1826.380

Tubo flexible de bomba LFL (gris/gris) con 3 fijaciones

Para la dilución en línea.



1 PCS

6.2841.120

Estación LQH, izquierda

Estación combinada de lavado y dilución para cambiadores de muestras con Swing Head. Para montar al lado izquierdo de la torre.

