



OMNIS IC-Ausr.: MiPT

Partes/accesorios

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	1 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		
6.2744.070	Tornillo de presión corto Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK	1 PCS
		

6.1825.290

Loop de muestra PEEK 250 µL

1 PCS




Loop de muestra para «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT) y para PILS (particle into liquied sampler). Con 2 tornillos de presión PEEK.

6.01562.100

Transferkapillare 2 mL, PEEK

1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m

1 PCS

