




OMNIS IC-Ausr.: UF-MiPT, PP/DD

Partes/accesorios

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Tornillo de presión corto

2 PCS

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

1 PCS

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm

1 PCS



6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

1 PCS

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

1 PCS

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades.
Para aparatos CI con bomba peristáltica.



6.1825.290

Loop de muestra PEEK 250 µL

1 PCS

Loop de muestra para «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT) y para PILS (particle into liquied sampler). Con 2 tornillos de presión PEEK.



6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

1 PCS


Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



6.01562.100

Transferkapillare 2 mL, PEEK


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110



Celda de ultrafiltración 2

1 PCS

Para la ultrafiltración inline de muestras junto con el 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Como alternativa a la compleja filtración manual con filtro de jeringa.

6.2714.020



Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm, 50 uds. 1 PCS

Tamaño de poro nominal: 0,2 µm. Kit de 50 unidades. Para la filtración inline.

6.1831.180



PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

2 PCS

6.2744.000



Tornillo de presión de PVDF

1 PCS

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)

6.2831.010



Pincita de plástico

1 PCS

Para la diálisis y membranas de filtración
