



OMNIS IC-Ausr.: AnCat Switch

Partes/accesorios

Order Number	Descripción	Cantidad
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01806.000	Capilar PEEK 0,18 mm d.i. / 2 m Para el uso en las vías de flujo de alta presión, p. ej., como capilar de precalentamiento para las columnas Metrosep Carb 2 en una versión de 2 mm (6.01090.2x0).	1 PCS
		
6.05000.010	Kit de accesorios: Botella OMNIS IC, PP, 2 L Set de accesorios OMNIS IC para instalar la botella de reactivo en el Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Tornillo de presión corto

1 PCS


Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



6.01831.170

PEEK-Kapillare INJ - COL, 540/0.18 mm

1 PCS



6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

1 PCS

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



6.2744.014

Tornillo de presión 2x

1 PCS


Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


2 PCS



6.02845.000

Vorwärmkartusche, ID 0.18 mm

1 PCS



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS

