



Electrodo de referencia Ag/AgCl (longitud: 12,5 cm)

6.0729.100

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con sistema de doble unión y apantallamiento separado. Longitud de montaje: 10 cm.

Este electrodo de referencia es ideal para:

- muestras no acuosas
- potenciometría diferencial

El esmerilado normal 14/15 permite un montaje sencillo y el diafragma esmerilado flexible, resistente a la suciedad, puede sustituirse en cualquier momento. El electrolito de referencia y el electrolito intermedio se pueden seleccionar libremente según la aplicación y son fáciles de sustituir. El sensor se suministra sin llenado de electrolito.

Partes/accesorios 6.0729.100

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1243.030	Diafragma para electrodos de ref. Diafragma esmerilado de recambio para electrodos de referencia 6.0726.1XX y 6.0729.1XX	
6.2308.020	Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL) Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)	
6.2310.010	Electrolito KNO_3 -1 mol/L 250 mL Solución de electrolito KNO_3 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)	
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L en etilenoglicol (250 ml) Solución de electrolito TEABr (bromuro de tetraetilamonio en glicol etilénico), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$	

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.



6.2129.010

Amplificador diferencial, enchufe macho F

Amplificador diferencial con enchufe macho F, para tituladores Titrande (la fuente de alimentación debe pedirse por separado: 6.2117.000 Fuente de alimentación UE 230V/9V CA)

También está disponible como set completo: 6.5104.030 Amplificador diferencial / Enchufe macho F / 230V UE

