



Metrosep A PCC 2 VHC/4.0

6.1006.350

Para la preconcentración de aniones y eliminación de la matriz. La altísima capacidad se necesita sobre todo si los efectos de matriz pueden causar una sobrecarga de la columna de preconcentración o si se analizan muestras con una alta fuerza iónica.

Partes/accesorios 6.1006.350

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

