



Nucleosil 5SA - 125/4,0

6.1007.000

La columna CI para cationes Nucleosil 5SA 125/4,0 utiliza grupos de ácido sulfónico para la separación de los cationes. Con eluyentes que contienen ácidos orgánicos y etilendiamina, esta columna separa cationes divalentes como magnesio, calcio y algunos metales de transición (por ejemplo, níquel, cinc, cobalto y manganeso). Por esta razón, la Nucleosil 5SA - 125/4,0 es la columna de separación económica y robusta para la determinación de los metales de transición con medida directa de conductividad sin reacción post-columna. El calcio y el magnesio se pueden determinar con seguridad junto con altas concentraciones de metales alcalinos. La columna solo es apta para cationes bivalentes. Los cationes monovalentes eluyen prácticamente junto con el pico de inyección.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1007.110

Cartucho de Nucleosil 5SA 2 Guard/4,0

Para la protección de la columna de separación analítica Nucleosil 5SA - 125/4,0. Requiere el soporte 6.2821.140 para la conexión a la columna de análisis.



6.2821.140

Soporte para cartucho de Nucleosil 5SA 2 Guard/4,0

Soporte del cartucho de Nucleosil 5SA Guard/4,0 para la conexión a la columna de separación analítica.

