



Super-Sep - 100/4,6

6.1009.000

Además de para el análisis de los aniones estándar sin supresión química, esta columna puede usarse para toda una serie de aplicaciones especiales. Con la columna CI para aniones Super-Sep - 100/4,6 pueden detectarse fosfatos con eluyentes alcalinos. Con el eluyente indicado es posible separar formiato, acetato y fluoruro. En general, se trata de una columna con muy buena eficacia de separación.

Partes/accesorios 6.1009.000

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
	Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.	



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1009.010	Super-Sep Guard/4,6 Para la protección de la columna de separación analítica Super-Sep - 100 /4,6

