



Metrosep C 3 - 250/4,0

6.1010.430

El novedoso material portador de alcohol polivinílico aumenta de forma significativa la capacidad de separación de cationes monovalentes y bivalentes. Como parámetro se puede tomar el número de "platos teóricos por metro". En la Metrosep C 3 - 250/4,0 se logran, por ejemplo, 42 000 para el sodio, 51 000 para el amonio y 31 000 para el bario, que eluye tarde. Las formas de los picos en esta columna de cationes son muy simétricas.

La selectividad de Metrosep C 3 - 250/4,0 permite separar también metales de transición. Como los cromatógrafos iónicos de Metrohm determinan los cationes generalmente sin supresión química, en la Metrosep C 3 - 250/4,0 los metales de transición se pueden analizar junto con los metales alcalinos o alcalinotérreos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1010.450

Metrosep C 3 Guard/4,0

La Metrosep C 3 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C 3 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep-C 3. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. También la Metrosep C 3 Guard/4,0 funciona según el "On Column Guard System" y se monta prácticamente sin volumen muerto en la columna de separación correspondiente.



6.1010.460

Metrosep C 3 S-Guard/4,0

La Metrosep C 3 S-Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C-3 y se usa para proteger todas las columnas de cationes Metrosep-C-3. Las partículas y las impurezas se retienen de forma segura, con lo que se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica.

