



Metrosep I Trap 1 - 100/4,0

6.1014.200

La columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se utiliza para eliminar contaminaciones iónicas, es decir, para extraer contaminaciones aniónicas y catiónicas de soluciones acuosas. Su utilización se recomienda sobre todo en relación con "MISP", la "Metrohm Inline Sample Preparation", para limpiar el agua de transferencia. Utilizando la columna Metrosep I Trap 1 - 100/4,0 se pueden evitar las influencias del agua de transferencia en el ensayo en blanco del sistema.

Partes/accesorios 6.1014.200

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.

