



Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4,0

6.1015.200

Columna Trap para eliminar del eluyente las contaminaciones de borato. La Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4,0 se emplea principalmente en los análisis de carbohidratos con eluyentes de hidróxido.

Partes/accesorios 6.1015.200

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.		

