



Hamilton RCX-30 - 250/4,6

6.1018.000

La columna Hamilton RCX-30 - 250/4,6 se utiliza para separar monosacáridos, disacáridos y alcoholes de azúcar. Se trata de una columna de intercambio de aniones basada en una resina de poliestireno-divinilbenceno. La RCX-30 - 250/4,6 se puede utilizar de forma universal.

La columna de separación Hamilton RCX-30 - 250/4,6 permite efectuar una separación excelente de la fructosa y la lactosa. La columna también presenta la ventaja de que se pueden utilizar flujos de hasta 2 mL/min para acelerar la cromatografía. La versión larga de la columna (250 mm) se utiliza preferiblemente para determinar carbohidratos pequeños (monosacáridos, disacáridos y alcoholes de azúcar).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1011.030

Metrosep RP 2 Guard/3,5

La Metrosep RP 2 Guard/3,5 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica de contaminaciones. Las partículas más pequeñas, trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La Metrosep RP 2 Guard /3,5 ayuda a reducir costes, ya que el disco de filtrado se puede cambiar con unas pocas maniobras.



6.1011.040

Metrosep RP 3 Guard HC/4,0

La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 es una columna de protección de aplicación universal que protege de forma fiable la columna de separación analítica frente a contaminaciones. La contaminación lipófila orgánica, las partículas más pequeñas, las trazas de óxido de hierro o bacterias se eliminan de forma segura. La columna Guard está fabricada de un material polímero y, gracias a que dispone de un mayor volumen, tiene una capacidad de carga muy superior a la Metrosep RP 2 Guard/3,5. Se puede utilizar en toda la gama de pH.



6.1011.130

Filtros de recambio RP 2 Guard/3.5, 10 unidades

