



Metrosep A Supp 16 - 250/2,0

6.1031.230

La versión microbore de la Metrosep A Supp 16 - 250/2,0 es ideal para problemas de separación de alta capacidad. Debido al menor diámetro interior de este tipo de columna se aplican flujos más bajos, por lo que el consumo de eluyente se reduce considerablemente. El tiempo de permanencia de los iones en el detector aumenta y, por consiguiente, se incrementa la sensibilidad o el área de pico (con la misma cantidad de muestra). Las columnas de separación microbore se utilizan junto con el MSM-LC. Las columnas de separación de 2 mm Metrosep A Supp 16 están hechas del mismo material que las columnas de separación de 4 mm correspondientes. Esta columna está basada en un copolímero de divinilbenceno-poliestireno con superficie funcionalizada. Los grupos funcionales están ligados de forma covalente. La morfología del intercambiador de aniones da como resultado una selectividad extraordinaria. La Metrosep A Supp 16 - 250/2,0 de alta capacidad se utiliza para solucionar problemas complejos.

La Metrosep A Supp 16 - 250/2,0 posee una resolución excelente y soluciona problemas de separación muy difíciles. Debido a su reducido flujo de eluyente, es especialmente apropiada para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.1031.230

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. Esta columna de protección se caracteriza por un manejo muy sencillo gracias al "On Column Guard System". La columna de protección se enrosca directamente en la columna analítica. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0	
	La Metrosep A Supp 16 S-Guard/2,0 protege eficazmente las columnas de separación analíticas Metrosep A Supp 16 de 2 mm de diámetro interior contra las contaminaciones. La columna de protección se une fácilmente a la columna de separación mediante una conexión capilar. No es necesario utilizar herramientas para unirlos.	