



Barrera de espuma

6.1451.010

Barrera de espuma en el recipiente de reacción para medidas de estabilidad.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1429.040	Recipiente de reacción para medidas de estabilidad Recipiente de reacción para medidas de estabilidad con 743 Rancimat y 763 PVC Thermomat. Embalaje con 117 unidades.	

6.1429.050

Recipiente de reacción largo para medidas de estabilidad


Recipiente de reacción para la medida de estabilidad de aceites volátiles, aceites minerales y mezclas de biodiesel con 743 Rancimat y 873 Biodiesel Rancimat. En combinación con 6.2418.130. Embalaje con 100 unidades.



6.2418.100

Tubo de aire para medidas de aceite

Juego de 117 unidades. En combinación con 6.1429.040.



6.2418.130

Tubo de aire largo para medidas de biodiesel

Juego de 100 unidades. En combinación con 6.1429.050.

