



Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 1 unidad

6.1453.250

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2037.070	Tapa con orificio para vaso de muestra de 250 mL La tapa con orificio permite colocar los filtros acoplados en el sistema Soliprep y efectuar un lavado en la posición de vaso especial.



6.2041.310

Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.400

Gradilla de muestras, 126 x 11 mL y 2 x 250 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 126 recipientes de muestras y 2 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y vasos de muestra: 6.2743.050, 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250, 6.2743.047, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.510

Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 1 x 250 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor, apta para 56 recipientes de muestras y 1 botella de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botella de lavado: tubos de digestión de 100 mL (CSB).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.820

Gradilla de muestras, 28 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 28 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2068.020 Gradilla de muestras, 24 x 120 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2068.030 Gradilla de muestras, 10 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic Soliprep, apta para 10 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



6.2037.060 Tapa para vaso de muestra de 250 mL

Tapas para recipientes de muestras de 250 mL usado con el brazo giratorio Dis-Cover en el Sample Processor.



6.1458.010 Cabezal de titración / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio

Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.



6.1909.010

Hélice de agitador / 87 mm

'Hélice de agitación, longitud a partir del borde inferior del esmerilado:
96 mm. Para usar en vasos con Agitador de varilla 722, 802.

