



Vaso de muestra desechable de plástico (PP), 200 mL, 1000 unidades

6.1459.310

Vaso de muestra desechable de plástico (polipropileno, PP) 200 mL, apto para gradilla OMNIS 6.02041.020 y las gradillas 6.2041.370 y 6.2041.830, 1000 unidades.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02601.020	Dedos de pinza de 50 - 72 mm

Dedos de pinza para el OMNIS Sample Robot Pick&Place para agarrar vasos de muestra con un diámetro exterior de 50 a 72 mm.



6.01404.020 Adaptador para vasos de muestra de 200 mL


Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 200 mL en el carro del módulo Pick&Place.



6.02041.020 Gradilla de muestras OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Gradilla de muestras OMNIS para la función Pick&Place del OMNIS Sample Robot apta para 9 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: polipropileno (PP)



6.01403.060 Cabezal de titulación 3 x EN14 / 4 x 6,4 mm para vasos de un solo uso de 200 mL (P&P)

Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos desechables de PP de 200 mL (6.1459.310) o vasos de vidrio de 150 mL (altos y sin pico vertedor) en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con dos puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.



6.2041.370 Gradilla de muestras, 14 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.830 Gradilla de muestras, 28 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 28 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.1458.010 Cabezal de titración / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio

Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.



6.1909.010 Hélice de agitador / 87 mm

Hélice de agitación, longitud a partir del borde inferior del esmerilado: 96 mm. Para usar en vasos con Agitador de varilla 722, 802.



6.1909.020 Hélice de agitador / 95 mm

Hélice de agitación, longitud a partir del borde inferior del esmerilado: 104 mm Para usar en vasos con Agitador de varilla 722, 802



6.1909.040

Hélice de agitador / 93 mm

Hélice de agitación, longitud a partir del borde inferior del esmerilado:
102 mm. Para usar en recipientes de valoración con EN 14/15 y Agitador
de varilla 722, 802



6.02064.020

Placa de retención para vaso de muestra de 200 mL

Placa de retención para fijación de vaso de muestra de 200 mL en los
dedos de pinza del OMNIS Sample Robot Pick&Place.

