



Botella PE 50 mL

6.1608.100

Botella para el Extension Module Liquid Handling.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.02743.100	Tapón roscado sin septo, d. i. 14,2 mm

El tapón roscado sin septo puede usarse en combinación con la botella de PP, 50 mL (6.02743.030). El tapón con perforación (6.2743.070) puede introducirse en el orificio y cerrar la botella. Esto asegura un cierre perfecto, si se utiliza la aguja estándar (6.2846.010) en el 858 Professional Sample Processor.



El tapón roscado con septo es ideal para conservar muestras y patrones durante un largo período de tiempo. Tapón roscado con septo para botella de PP de 50 mL (6.02743.030); botella de PE de 125 ml (6.1627.000) y botella de PE de 50 ml (6.1608.100).



En el 858 Professional Sample Processor, para perforar el septo se debe montar la aguja de muestra de acero revestido (6.2624.200) o la aguja "pick-up" (6.2624.100).
