



Botella de PE, 125 mL para CI

6.1627.000

La botella se utilizará en la dilución totalmente automática.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.9920.255	Gradilla de muestras 25 x 60 mL + 10 x 125 mL Gradilla de muestras de varias filas para 25 muestras en matraces de cultivo celular Corning® de 60 mL cada uno y 10 muestras en botellas de PE de 125 mL cada una (6.1627.000). Gradilla de muestras específica para análisis de trazas en centrales eléctricas, por ejemplo.



6.02743.100 Tapón roscado sin septo, d. i. 14,2 mm

El tapón roscado sin septo puede usarse en combinación con la botella de PP, 50 mL (6.02743.030). El tapón con perforación (6.2743.070) puede introducirse en el orificio y cerrar la botella. Esto asegura un cierre perfecto, si se utiliza la aguja estándar (6.2846.010) en el 858 Professional Sample Processor.



6.02743.090 Cierre de rosca con septo

El tapón roscado con septo es ideal para conservar muestras y patrones durante un largo período de tiempo. Tapón roscado con septo para botella de PP de 50 mL (6.02743.030); botella de PE de 125 ml (6.1627.000) y botella de PE de 50 ml (6.1608.100).

En el 858 Professional Sample Processor, para perforar el septo se debe montar la aguja de muestra de acero revestido (6.2624.200) o la aguja "pick-up" (6.2624.100).

