



Adaptador de pipetas de 1-10 mL para el cabezal de transferencia

6.1808.250

Adaptador con rosca exterior M6 y cono Eppendorf para montar en el cabezal de transferencia 6.1462.240 y usar puntas de pipeta Eppendorf de 10 mL

Partes/accesorios 6.1808.250

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1808.000	Manguito de conexión M6



1 PCS

6.1831.040

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 15 cm

Para diálisis inline. Para IC Dialysis Unit , IC Dialysis Sample Processor , IC
Liquid Handling Dialysis Unit



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1562.240	Puntas de pipeta 1...10 mL (200 unidades) Puntas Eppendorf para usar con 864 Robotic Balance Sample Processor


