



## Gradilla de muestras, 159 x 2 mL y 3 x 300 mL, (PVC)

6.2041.480

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor, apta para 159 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 2 mL (Eppendorf), 6.1608.080, 6.1627.000.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

### Accesorios opcionales

| Order no. | Descripción |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.1608.080

Botella / 300 mL

Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.



---

6.1627.000

Botella de PE, 125 mL para CI

La botella se utilizará en la dilución totalmente automática.



---

6.1627.100

Tapón roscado con septo, análisis de trazas

El cierre de rosca con septo es ideal para el análisis de trazas debido a la insignificante contaminación a través del septo. Resulta perfecto para conservar patrones de referencia durante largos períodos de tiempo. Cierre de rosca con septo para botella de polietileno de 125 mL (6.1627.000) y botella de polietileno de 50 mL (6.1608.100).



---

6.2072.000

Adaptador para botella del modelo 6.1627.000 al 6.2041.440

El adaptador para botella permite colocar la botella de PE de 125 mL sobre la gradilla de muestras de 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).

