



Placa de fijación para el deflector y para soporte del recipiente colector

6.2058.050

La placa se monta en el lado de la torre del Sample Processor y permite la fijación de un disyuntor para retirar automáticamente las herramientas usadas.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2057.150	Soporte para recipiente colector	
	Soporte para montaje de recipiente colector	

6.2058.060

Disyuntor para el adaptador 61808220

El disyuntor se monta en el lado de la torre del Sample Processor con ayuda de la placa de fijación (6.2058.050) y permite la retirada automática de las herramientas Luerlock usadas al colector (6.1625.010)



6.2058.070

Deflector for adapter 61808250

El desviador se monta en la torre del procesador de muestras con ayuda de la placa de fijación 6.2058.050 y permite la expulsión automática de puntas de pipeta usadas al recipiente colector 6.1625.010.

