




Deflector for adapter 61808250

6.2058.070

El desviador se monta en la torre del procesador de muestras con ayuda de la placa de fijación 6.2058.050 y permite la expulsión automática de puntas de pipeta usadas al recipiente colector 6.1625.010.

Partes/accesorios 6.2058.070

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2621.100	Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1808.250	Adaptador de pipetas de 1-10 mL para el cabezal de transferencia Adaptador con rosca exterior M6 y cono Eppendorf para montar en el cabezal de transferencia 6.1462.240 y usar puntas de pipeta Eppendorf de 10 mL

