



## Pinza para cortar capilares

6.2621.080

Herramienta de corte para cortar fácilmente capilares de plástico, 1/16" y 1/8"; se incluyen 5 cuchillas de recambio.

### Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1803.040 | Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m<br>Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI. |



6.1803.080

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 1 m

Capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



---

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes CI.



---

6.1831.030

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i. / 3 m

Para todos los componentes CI.



---

6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit

