



Aguja de muestras de acero, revestida

6.2624.200

Alternativa a la aguja de muestras de óxido de circonio. Es especialmente apta para aplicaciones recipientes de septo. Sin metales gracias al revestimiento especial. Requiere el portaagujas 1 /16 in (6.2833.010) para el montaje en el Sample Processor.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2629.000	Tuerca para portaagujas de CI Para Sample Processors.



6.2833.010

Soporte aguja/cánula 1/16 in

Para procesadores de muestras CI. Para cánulas de 1/16 in.

