



Jeringa 10 mL con conector Luer

6.2816.020

Para diversas aplicaciones en CI y VA.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2744.120	Adaptador tornillo de presión Luer F Conexión tornillo de presión y jeringa.



6.2816.030

Aguja con conector Luer

Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.



6.2816.040

Cánula de purgado

Con tubo de PTFE y conector Luer. Para jeringas. Para aspirar eluyentes.

