



807 Dosing Unit 5 mL

6.3032.150

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

Partes/accesorios 6.3032.150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.030	Tapón articulado / B-14/(15) Para el soporte móvil de puntas de bureta en recipientes de titración



1 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1543.060

Punta / Rosca M6

Punta con rosca M6. Junto con el capilar 6.1805.160 y el tapón articulado 6.1446.030, forman la punta de bureta completa 6.1537.010.



1 PCS

6.1543.200

Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit



1 PCS

6.1805.100

Tubo de FEP / M6 / 40 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1829.010

Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.25 m

Con rosca M6. Para Unidades de dosificación



1 PCS

6.2008.030

Carcaj de punta de bureta para 807 Dosing Unit

Junto con el soporte de carcaj 6.2008.050, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2008.050

Soporte de recipiente de almacenamiento para 807 Dosing Unit

Junto con el carcaj de punta de bureta 6.2008.030, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2244.020

Placas indicadoras para unidad intercambiable
inteligente

Juego de 10 unidades, en diferentes colores



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



0 PCS

6.2803.000

Grasa (1 oz)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver
6.2713.XXX



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver
6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1608.023	Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45 Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.	
6.1608.030	Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Botella de PE / 1000 mL / GL 45 Para Unidades intercambiables. Botella de soluciones auxiliares.	
6.1608.050	Botella de secado horno / 100 mL / GL 45	



6.1618.000

Adaptador de rosca / 32 mm en GL 45


Adaptador para botellas con rosca de 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) en GL45



6.1618.010

Adaptador de rosca / 28 mm en GL 45


Adaptador para botellas con rosca de 28 mm (Fisher...) en GL45



6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



6.1618.050 Adaptador de rosca / 40 mm en GL 45
Adaptador para botellas con rosca de 40 mm en GL45.



6.1618.060 Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior
Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



6.1608.020 Botella de vidrio 1000 mL, GL 45
Botella para soluciones auxiliares.



6.1808.280 Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit, M6 interior
Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con
un tubo FEP / M6.



6.1574.150

Elemento del cilindro vidrio 5 mL

Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 5 mL.

