



807 Dosing Unit 20 mL

6.3032.220

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 20 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.

Partes/accesorios 6.3032.220

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1446.030	Tapón articulado / B-14/(15) Para el soporte móvil de puntas de bureta en recipientes de titración



1 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1543.200

Punta de titulación / Rosca M6

Punta de titulación con válvula antidifusión.



1 PCS

6.1805.100

Tubo de FEP / M6 / 40 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.2008.030

Carcaj de punta de bureta para 807 Dosing Unit

Junto con el soporte de carcaj 6.2008.050, constituye un soporte para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



0 PCS

6.2803.000

Grasa (1 oz)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver 6.2713.XXX



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.1543.060

Punta / Rosca M6

Punta con rosca M6. Junto con el capilar 6.1805.160 y el tapón articulado 6.1446.030, forman la punta de bureta completa 6.1537.010.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit



1 PCS

6.1829.010

Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.25 m

Con rosca M6. Para Unidades de dosificación



1 PCS

6.2008.050

Soporte de recipiente de almacenamiento para 807
Dosing Unit

Junto con el carcaj de punta de bureta 6.2008.030, constituye un soporte
para la punta de bureta en la 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2244.020

Placas indicadoras para unidad intercambiable
inteligente

Juego de 10 unidades, en diferentes colores



1 PCS

6.2803.010

Grasa (2 g)

Calidad especial (sin silicona). Para uniones esmeriladas sin grasa, ver
6.2713.XXX



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1608.023	Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45 Para Unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.	
6.1608.030	Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Botella de PE / 1000 mL / GL 45 Para Unidades intercambiables. Botella de soluciones auxiliares.	
6.1608.050	Botella de secado horno / 100 mL / GL 45	



6.1618.000

Adaptador de rosca / 32 mm en GL 45


Adaptador para botellas con rosca de 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) en GL45



6.1618.010

Adaptador de rosca / 28 mm en GL 45


Adaptador para botellas con rosca de 28 mm (Fisher...) en GL45



6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



6.1618.050 Adaptador de rosca / 40 mm en GL 45
Adaptador para botellas con rosca de 40 mm en GL45.



6.1618.060 Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior
Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con
brida elevada



6.1805.030 Tubo de FEP / M6 / 150 cm
Con protección contra luz y doblado.



6.1805.110 Tubo de FEP / M6 / 80 cm
Con protección contra luz y doblado.



6.1808.000

Manguito de conexión M6



6.1808.020

Oliva de tubo con rosca interior M6

1 rosca interior M6 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Pieza de racores para unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



6.1808.030

Acoplamiento de tubo flexible para punta de bureta puesta a tierra

Junto con la punta de bureta 6.1541.010 forma la punta de bureta completa conectada a tierra 6.1540.010. Para titulaciones en disolventes no acuosos .



6.1808.060

Conector en T / M6 interior

3 roscas M6 interiores



6.1829.020

Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.5 m

Para unidades de dosificación



6.1808.280

Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit, M6 interior

Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con un tubo FEP / M6.



6.1574.220

Elemento del cilindro vidrio 20 mL

Elemento del cilindro de vidrio, completo con cilindro, pistón, base del cilindro, disco de la válvula y tubo de centrado. Para 807 Dosing Unit de 20 mL.

