



Juego de accesorios CI para Liquid Handling con el Dosino

6.5330.040

Juego de accesorios para el montaje de un Dosino en aparatos CI inteligentes para Liquid Handling.

Partes/accesorios 6.5330.040


Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1602.160	Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.





Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.




1 PCS

6.1805.120

Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1819.100

Tubo de aspiración FEP para botella de 2 L

Tubo de aspiración para el adaptador para botella con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



1 PCS

6.1831.030

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i. / 3 m

Para todos los componentes CI.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos Cl.

