



Juego de accesorios CI: dilución inline

6.5330.120

Set de accesorios para dilución inline. Para el uso con el 858 Professional Sample Processor, el 800 Dosino y el 741 Magnetic Stirrer.

Partes/accesorios 6.5330.120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1580.210	807 Dosing Unit 10 mL sin accesorios

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 10 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.1562.130

Tubo de transferencia con soporte 2 x M6 / 10 mL
para procesadores de muestras

Tubo de transferencia para dilución de muestras y concentración con el
Dosino en procesadores de muestras.



1 PCS

6.1819.110

Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para
elaboración de eluyentes.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.1903.000

Imán agitador / 8 x 3 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud de
8 mm y diámetro de 3 mm.




1 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 PCS

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.01808.010

Conector de tubo en Y, PP, 3 x 7-8 mm

Racor para tubos de desagüe



1 PCS

6.2841.120


Estación LQH, izquierda

Estación combinada de lavado y dilución para cambiadores de muestras con Swing Head. Para montar al lado izquierdo de la torre.





Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



Tubo capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



Capilar para filtración, para IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 PCS

6.1816.070

Tubo de silicona, 8/12 mm 1 m

Para el IC Sample Center



1 PCS

6.1826.380

Tubo flexible de bomba LFL (gris/gris) con 3 fijaciones

Para la dilución en línea.



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



1 PCS

6.1805.120

Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit

