



Juego de accesorios Cl: aniones gradiente Dose-in

6.5330.150

Set de accesorios para el montaje del gradiente Dose-in para análisis de aniones.

Partes/accesorios 6.5330.150

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1014.000	Metrosep A Trap 1 - 100/4,0

Esta columna de aniones de gran capacidad se utiliza para limpiar el flujo de eluyente. Incluso los reactivos de máxima calidad, p. ej., de grado «ultrapuro» o «puriss», contienen cantidades mínimas de contaminación aniónica. La Metrosep A Trap 1 - 100/4,0 permite suprimirla de manera segura.

Esta columna se utiliza principalmente para aplicaciones de gradiente.



1 PCS

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adaptador de rosca / S40 en GL45

Adaptador para botellas con rosca de S40 (Merck...) en GL45.



1 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.



1 PCS

6.1805.120

Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1829.020

Tubo de aspiración de FEP / M6 / 0.5 m

Para unidades de dosificación



1 PCS

6.1831.030

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i. / 3 m

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.1831.120

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 45 cm



1 PCS

6.1834.090

Unión de tubo flexible Degasser - bomba, 125 mm

Para instrumentos Professional IC



1 PCS

6.2053.030

Cinta de sujeción para 6.2744.340, 25 x 50 mm

Cinta de sujeción para juego de accesorios CI para gradiente Dosino




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



1 PCS

6.2744.340

4 adaptadores de 6 puertos UNF 10/32, 2 UNF 1/4-28

Para conectar hasta cinco Dosinos con diferentes soluciones en una bomba de CI. Para aplicaciones gradientes Dosino.



1 PCS

6.2744.350

Tornillo de presión PEEK 14 mm, 3 unidades

Con conector UNF 10/32. Para conectar capilares PEEK al Absorber Module.

