



Juego de accesorios CI: PCR con unidad de dosificación

6.5330.400

El juego de accesorios CI: PCR con unidad de dosificación permite que el 800 Dosino suministre un reactivo de PCR. Por ejemplo, para la determinación fotométrica de componentes activos UV /VIS en conexión con una derivatización postcolumna.

Partes/accesorios 6.5330.400

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1608.030	Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45



3 PCS

6.1805.110

Tubo de FEP / M6 / 80 cm

Con protección contra luz y doblado.



2 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.080

Adaptador rosca M6 / UNF 10/32

Con rosca exterior M6. Para aparatos Cl.



2 PCS

6.1819.100

Tubo de aspiración FEP para botella de 2 L

Tubo de aspiración para el adaptador para botella con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



2 PCS

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



2 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.



1 PCS

6.1831.030

Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i. / 3 m

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.2057.250

Soporte de Dosino para PCR

Soporte de Dosino para aparatos de CI para PCR Dosino.



1 PCS

6.3033.150

Unidad de dosificación PCR de 5 mL

Unidad de dosificación de 5 mL especialmente apta para transportar soluciones para la derivatización post-columna (PCR) en la CI.

