



## Juego de accesorios CI de celda Wall-Jet: cianuro (Ag, Pd)

6.5337.020

Juego de accesorios compuesto por celda Wall-Jet con accesorios adicionales. Para el análisis de cianuro con un electrodo de trabajo de plata y un electrodo de referencia Pd.

### Partes/accesorios 6.5337.020

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                                                                 |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.1257.240 | Electrodo de trabajo Ag<br>Electrodo de trabajo de plata para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro. |



1 PCS

6.1257.740

Electrodo de referencia Pd para 6.1257.xxx

Electrodo de referencia de paladio para la detección amperométrica



1 PCS

6.1257.810

Spacer 50 µm para celda Wall-Jet.

Spacer 50 µm para celda amperométrica Wall-Jet, 3 unidades.



1 PCS

6.1257.830

Spacer 25 µm para celda Wall-Jet

Spacer 25 µm para celda amperométrica Wall-Jet, 3 unidades.



1 PCS

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes Cl.



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2802.000

Kit de pulido para electrodos sólidos

Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)

