



Juego de accesorios CI: Celda Thin-Layer: Carb (Au, Pd)

6.5337.210

El juego de accesorios consiste en una celda Thin-Layer con accesorios adicionales, con electrodos para el análisis de carbohidratos con un electrodo de trabajo chapado en oro y un electrodo de referencia de paladio.

Partes/accesorios 6.5337.210

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2621.140	Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2744.014

Tornillo de presión 2x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.1831.010

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 3 m

Para todos los componentes CI.



1 PCS

6.2802.000

Kit de pulido para electrodos sólidos

Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio (tamaño de gránulos 0.3 µm)



1 PCS

6.1257.820

Spacer 50 µm para celda «thin-layer».

Spacer 50 µm para celda amperométrica «thin-layer», 3 unidades.



1 PCS

6.1257.210

Electrodo de trabajo Au, 3 mm

Electrodo de trabajo de oro para la detección amperométrica, 3 mm de diámetro.



1 PCS

6.1257.840

Spacer 25 µm para celda «thin-layer».

Spacer 25 µm para celda amperométrica «thin-layer», 3 unidades.



1 PCS

6.1257.740

Electrodo de referencia Pd para 6.1257.xxx

Electrodo de referencia de paladio para la detección amperométrica

