



Equipo de electrodos para voltamperometría de redisolución cíclica (CVS) con electrodo de platino de 2 mm para aparatos Professional VA /CVS

6.5339.010

Juego de electrodos completo para la determinación de aditivos orgánicos en baños galvánicos mediante CVS. Contiene electrodos rotatorios de trabajo de platino (diámetro del electrodo: 2 mm), electrodo de referencia, electrodo auxiliar de platino, vasos de medida y soluciones de electrolito.

Partes/accesorios 6.5339.010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.0343.100

Electrodo de varilla de platino por separado

Electrodo auxiliar de platino para voltamperometría y CVS.



1 PCS

6.0728.130

Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl para CVS

Sistema de referencia interno con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Para el uso con un recipiente de electrolito de plástico 6.1245.010.



1 PCS

6.1204.610

Punta de electrodo de platino de 2 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo $2 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: $0,3 \text{ mm}$. Rango de temperatura: $0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.



1 PCS

6.1204.510

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE)

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio para aparatos Professional VA/CVS, rosca M3.



1 PCS

6.1245.010

Recipiente de electrolito de plástico

Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



1 PCS

6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Recipiente de titración / 50-150 mL



1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



Solución de electrolito KNO₃ 1 M (electrolito de referencia para electrodos de plata combinados)

