



Equipo de electrodos VA con electrodo de disco rotatorio (RDE) de Glassy Carbon para aparatos Professional VA

6.5339.040

Juego completo de electrodos para determinaciones de voltamperometría, por ejemplo con la técnica de película de mercurio. Contiene accionamiento para electrodo de disco rotatorio, punta de electrodo de Glassy Carbon, electrodo de referencia, electrodo auxiliar de Glassy Carbon, vaso de medida y solución de electrolito.

Partes/accesorios 6.5339.040

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.0728.120

Electrodo de referencia Ag/AgCl

Sistema de referencia interno con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Para el uso con un recipiente de electrolito de plástico 6.1245.010.



1 PCS

6.1204.510

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE)

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio para aparatos Professional VA/CVS, rosca M3.



1 PCS

6.1204.600

Punta de electrodo de carbón vitrificado, mango de vidrio.

Punta de electrodo de carbón vitrificado (GC). Diámetro del disco de electrodo $2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3, error de concentricidad: $0,25 \text{ mm}$. Gama de temperatura: $0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.



1 PCS

6.1241.120

Portaelectrodos

Portaelectrodos para electrodos auxiliares de voltamperometría con contacto enchufable de $5,5 \text{ mm}$. Para el uso con punta de Glassy Carbon (6.1247.000) o con punta de platino (6.1247.010).



1 PCS

6.1245.010

Recipiente de electrolito de plástico

Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



1 PCS

6.1247.000

Punta de Glassy Carbon (GC)

Para portaelectrodos 6.1241.020 o 6.1241.120 para electrodo auxiliar VA.



1 PCS

6.1415.150

Recipiente de titración / 5-70 mL



1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.2802.000

Kit de pulido para electrodos sólidos

Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio
(tamaño de gránulos 0.3 μm)

