



Equipo de electrodos para voltamperometría de redisolución cíclica (CVS) con electrodo de platino de 2 mm para aparatos Professional VA /CVS para uso intensivo

6.5339.060

Juego de electrodos completo para la determinación de aditivos orgánicos en baños galvánicos mediante voltamperometría de redisolución cíclica (CVS). Contiene electrodos rotatorios de trabajo de platino (diámetro del electrodo: 2 mm), eje de transmisión con contacto de mercurio, electrodo de referencia de gel sin mantenimiento, electrodo auxiliar de platino, vasos de medida y solución de electrolito de KCl.

Partes/accesorios 6.5339.060

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Recipiente de titración / 50-150 mL



1 PCS

6.0343.100

Electrodo de varilla de platino por separado

Electrodo auxiliar de platino para voltamperometría y CVS.



1 PCS

6.0730.100

Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl(gel) completo

Electrodo de referencia Double Junction Ag/AgCl sin necesidad de mantenimiento para voltamperometría. De vidrio, con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (gel), para pH 0...8. Apto para el funcionamiento continuo en sistemas automatizados y aparatos online.



1 PCS

6.1204.610

Punta de electrodo de platino de 2 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo $2 \text{ mm} \pm 0,05 \text{ mm}$, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: $0,3 \text{ mm}$. Rango de temperatura: $0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.



1 PCS

6.1204.520

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con contacto de mercurio

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio y contacto de mercurio para aparatos Professional VA/CVS, rosca M3.

