



Equipo de electrodos VA con electrodo de gota de bismuto para aparatos Professional VA

6.5339.080

Juego completo de electrodos para determinaciones voltamperométricas de metales pesados. Contiene un electrodo de gota de bismuto, un electrodo de referencia, un electrodo auxiliar Glassy Carbon, un vaso de medida, un agitador, una solución de electrolito y otros accesorios.

Partes/accesorios 6.5339.080

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1446.040	Tapón roscado / M6



1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)



1 PCS

6.0728.120

Electrodo de referencia Ag/AgCl

Sistema de referencia interno con electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Para el uso con un recipiente de electrolito de plástico 6.1245.010.



1 PCS

6.1241.120

Portaelectrodos

Portaelectrodos para electrodos auxiliares de voltamperometría con contacto enchufable de 5,5 mm. Para el uso con punta de Glassy Carbon (6.1247.000) o con punta de platino (6.1247.010).



1 PCS

6.1245.010

Recipiente de electrolito de plástico

Recipiente de electrolito de plástico con diafragma de cerámica para electrodo de referencia Double Junction.



1 PCS

6.1247.000

Punta de Glassy Carbon (GC)

Para portaelectrodos 6.1241.020 o 6.1241.120 para electrodo auxiliar VA.



1 PCS

6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL



1 PCS

6.0346.000

Electrodo a gota de bismuto

Electrodo a gota de bismuto para la determinación voltamperométrica de trazas de iones metálicos en muestras de agua. Se puede usar como un electrodo de trabajo en el 884 Professional VA.



1 PCS

6.1204.500

Agitador para aparatos Professional VA

Agitador completo para aparatos Professional VA, sin metales.



Para el separador de aceite 6.2753.200 y para las aplicaciones con el scTRACE Gold.

