



Equipo de electrodos para VA con electrodo de disco rotatorio de Glassy Carbon para la determinación de antioxidantes para aparatos Professional VA

6.5339.100

Juego completo de electrodos para determinaciones de antioxidantes. Contiene accionamiento para electrodo de disco rotatorio, punta de electrodo de Glassy Carbon, electrodo de referencia de platino, electrodo auxiliar de platino y vaso de medida.

Partes/accesorios 6.5339.100

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.0343.100

Electrodo de varilla de platino por separado

Electrodo auxiliar de platino para voltamperometría y CVS.



1 PCS

6.1204.510

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE)

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio para aparatos Professional VA/CVS, rosca M3.



1 PCS

6.1204.600

Punta de electrodo de carbón vitrificado, mango de vidrio.

Punta de electrodo de carbón vitrificado (GC). Diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm$ 0,1 mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3, error de concentricidad: 0,25 mm. Gama de temperatura: 0 ... 50 °C.



1 PCS

6.1415.150

Recipiente de titración / 5-70 mL



1 PCS

6.2802.000

Kit de pulido para electrodos sólidos

Kit de pulido formado por 1 paño y aprox. 2 g polvo de óxido de aluminio
(tamaño de gránulos 0.3 μm)

