



Equipo de electrodos para CVS con electrodo de platino de 2 mm, electrodo de referencia de gel y electrodo auxiliar de acero para aparatos Professional VA/CSV

6.5339.110

Juego completo de electrodos para la determinación de aditivos orgánicos en baños galvánicos mediante CVS (voltamperometría de redisolución cíclica). Contiene electrodo de trabajo rotatorio de platino (diámetro del electrodo: 2 mm), eje de transmisión con contacto de mercurio, electrodo de referencia de gel sin necesidad de mantenimiento, electrodo auxiliar de acero, vasos de medida y solución de electrolito de KCl.

Partes/accesorios 6.5339.110

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.0343.110

Electrodo de acero por separado

Electrodo auxiliar de acero para CVS



1 PCS

6.0730.100

Electrodo de referencia LL-Ag/AgCl(gel) completo

Electrodo de referencia Double Junction Ag/AgCl sin necesidad de mantenimiento para voltamperometría. De vidrio, con electrolito c(KCl) = 3 mol/L (gel), para pH 0...8. Apto para el funcionamiento continuo en sistemas automatizados y aparatos online.



1 PCS

6.1204.520

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con contacto de mercurio

Eje de accionamiento para electrodo de disco rotatorio (RDE) con eje de titanio y contacto de mercurio para aparatos Professional VA/CVS, rosca M3.



1 PCS

6.1204.610

Punta de electrodo de platino de 2 mm para CVS

Punta de electrodo de platino (Pt), diámetro del disco de electrodo 2 mm $\pm 0,05$ mm, superficie pulida, mango de vidrio, rosca M3. Error de concentricidad: 0,3 mm. Rango de temperatura: 0 ... 50 °C.



1 PCS

6.1415.210

Recipiente de titración / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Recipiente de titración / 50-150 mL



1 PCS

6.2308.020

Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)

Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)

