



Juego: 807 Dosing Units para sistema de pipeteado para aparatos Professional VA/CSV

6.5339.620

Juego de accesorios para sistema de pipeteado CVS totalmente automático en combinación con el 858 Professional Sample Processor. Cada uno contiene una 807 Dosing Unit de 5 mL y 50 mL, botellas de vidrio transparente de 2 L, tubo de pipeteado, estación de lavado, cubierta de seguridad y otros accesorios. Sin Dosinos.

Partes/accesorios 6.5339.620

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.1456.210	Recipiente de medida 10-90 mL
		Recipiente de medida para sistemas VA automatizados.



1 PCS

6.1462.270

Brazo giratorio con cabezal de transferencia para 786
Swing Head, con giro a la derecha

Brazo giratorio para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample
Processor para VA y CVS



1 PCS

6.1562.120

Tubo de pipeteo 10 mL con soporte para
Cambiadores de muestras

Tubo de pipeteo para la transferencia de soluciones



1 PCS

6.1602.115

Adaptador para botella / S 40 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40
(Merck...).



2 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



1 PCS 6.1805.080 Tubo de FEP / M6 / 25 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1805.120 Tubo de FEP / M6 / 100 cm

Con protección contra luz y doblado.



3 PCS 6.1805.530 Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS 6.1808.010 Pieza de conexión 2xM6

2 roscas exteriores M6. Pieza de racores para unidades intercambiables y para el 676 Sample Changer



1 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1808.060

Conector en T / M6 interior

3 roscas M6 interiores



1 PCS

6.1819.080

Tubo de alimentación de gas

Para aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1823.010


Tubo guía para tubo de pipeteado

Para montar en el brazo giratorio de transferencia de Robotic Sample Processor





Placa de posicionamiento para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS



Accesorio para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS. Incluye soporte y material de fijación para la cubierta de seguridad 6.2751.200 y la placa de posicionamiento 6.2622.020.



Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



2 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



1 PCS

6.2751.200

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para sistema de pipeteado con 858 Professional Sample Processor para VA y CVS



1 PCS

6.2841.110

Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado

Estación de lavado para juego de accesorios de pipeteado



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 5 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
2.800.0020	800 Dosino
	Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 0.65 m).