



Consumable Kit Biodiesel Rancimat

6.5706.010

Contiene las piezas de desgaste más importantes para el Biodiesel Rancimat.

Partes/accesorios 6.5706.010

Qt.	Order no.	Descripción
8 PCS	6.0913.130	Tapa de la celda de medida para instrumentos de medida de la estabilidad

Con celda de medida conductimétrica integrada.



1 PCS

6.1429.050

Recipiente de reacción largo para medidas de estabilidad

Recipiente de reacción para la medida de estabilidad de aceites volátiles, aceites minerales y mezclas de biodiesel con 743 Rancimat y 873 Biodiesel Rancimat. En combinación con 6.2418.130. Embalaje con 100 unidades.



2 PCS

6.1454.040

Junta tórica

Junta tórica para tubo de aire para medidas de estabilidad. Juego de 8 piezas.



8 PCS

6.1839.000

Tubo de iso versinic / 0.22 m

Tubo flexible de conexión para aparatos de medida de estabilidad para la determinación de la estabilidad de oxidación de biodiesel.



1 PCS

6.2418.130

Tubo de aire largo para medidas de biodiesel

Juego de 100 unidades. En combinación con 6.1429.050.



2 PCS

6.2724.010

Filtro de polvo

Filtro de polvo para Rancimat y hornos Karl Fischer.



1 PCS

6.2753.107

Tapa de recipiente de reacción para medidas de estabilidad

Para recipiente de reacción 6.1429.040 o 6.1429.050. Juego de 100 unidades.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2811.000	Tamiz molecular Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.	
6.2811.010	Tamiz molecular (EE. UU.) Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer. Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.	