



PTRam Analyzer

A472060100C

El PTRam Analyzer es un instrumento de análisis Raman de 785 nm diseñado para el desarrollo de productos y procesos en laboratorios y plantas piloto. Se trata de un sistema Raman de alto rendimiento, preciso, robusto y fiable que cuenta con autocalibración y validación automática del rendimiento para garantizar la validez de cada medida.

Este sistema de un solo canal de muestra incluye una sonda de fibra óptica de laboratorio con un eje sustituible por el usuario. El PTRam se puede montar en un bastidor de 19". El PTRam funciona con el software Vision y puede conectarse a un controlador 2060 Human Interface.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

Vision es la solución de software de Metrohm para el desarrollo de métodos y el manejo de los aparatos Metrohm XDS Process y B&W Tek.

La interfaz de análisis gráfica y de fácil uso permite una fácil utilización de los algoritmos quimiométricos para la creación de métodos de identificación, cualificación y cuantificación.

